

# inside

## MEDIBAND

Inside Handspecial 2010

### Procool

Ny serie handledsortoser  
Från Jura Medical.



**Jura Putty...**

...i dina händer.

Behaglig handträningsslära

av bästa kvalitet.



mediband

# Delta & Volare

**Medibands klassiska och omttyckta handledsortoser har nu uppdaterats. Både i originalserien "Delta" och den nyare "Volare". Smartare design och skönare material ger patienten en tryggare rehabilitering.**

## **Volare tumortos**

*Art.nr. 3011*

Lycra Fleece. Löstagbar stabiliserande tumskena.

**Färg:** Svart

**Indikation:** Artros och artrit.  
Skador i tummens CMC- eller MCP-led.

**Storlek:** xx-small – x-large



## **Volare handledsortos**

*Art.nr. 3001*

Lycra Fleece. Justerbart tumgrepp.  
Formbar aluminiumskena.

**Färg:** Svart

**Indikation:** Reumatiska och inflammatoriska tillstånd. Överbelastnings- och förslitningsskador.

**Storlek:** xx-small – x-large



## **Volare tum/handledsortos**

*Art.nr. 3013*

Lycra Fleece. Breda stabiliserande kardborreband och löstagbar stabiliserande tumskena. Formbar aluminiumskena för handleden. Lång modell.

**Färg:** Svart

**Indikation:** Reumatiska och inflammatoriska tillstånd.  
Överbelastnings- och förslitningsskador.

**Storlek:** x-small – x-large





## Delta Plus tumortos

Art.nr. 2011

Mjukt resårmaterial. Löstagbar stabiliserande tumskena.

Färg: Beige, Svart

**Indikation:** Artros och artrit. Skador i tummens CMC- eller MCP-led.

**Storlek:** xx-small – x-large



## Delta Plus tumortos lång

Art.nr. 2012

Mjukt resårmaterial. Brett stabiliserande handledsband och löstagbar stabiliserande tumskena. Lång modell.

Färg: Beige, Svart

**Indikation:** Reumatiska och inflammatoriska tillstånd. Överbelastnings- och förslitnings-skador.

**Storlek:** x-small – x-large



## Delta Plus handledsortos

Art.nr. 1001

Mjukt resårmaterial. Justerbart tumgrepp. Formbar aluminiumska.

Färg: Beige, Svart

**Indikation:** Reumatiska och inflammatoriska tillstånd. Överbelastnings- och förslitnings-skador.

**Storlek:** xx-small – x-large



## Delta Plus tum/handledsortos

Art.nr. 1003

Mjukt resårmaterial. Breda stabiliserande band och löstagbar stabiliserande tumskena. Lång modell. Formbar aluminiumska för handleden.

Färg: Beige, Svart

**Indikation:** Reumatiska och inflammatoriska tillstånd. Överbelastnings- och förslitningsskador.

**Storlek:** x-small – x-large

**Nyhet!**

**JURA Medical**

## Procool PWTS Tumme Mjuk

*Art.nr. PWTS*

Tillskott o Procoolserien.  
En mjuk tumortos utan skena.  
Utformad med mycket goda  
justeringsmöjligheter och mycket  
god passform.

**Storlek:** x-small – x-large

Höger eller vänster.



## Jura Wrap Stabil utan tumme

*Art.nr. 2015*

Mycket stabil ortos med wrap around  
låsning och suverän passform.  
Tumgrepp, lämnar tummen helt fri  
för full rörlighet.

**Storlek:** x-small – x-large

Höger eller vänster.



## Jura Wrap Stabil med tumme

*Art.nr. 2016*

Mycket stabil ortos med wrap  
around låsning och suverän  
passform. Ger bra stöd för tum-  
men, goda justeringsmöjligheter.

**Storlek:** x-small – x-large

Höger eller vänster.



## Procool Stabil och Stabil Xtra med D-ring

Art.nr. PDR [stabil] och PDRF [stabil xtra]

Lågt skuren ortos i slip-on design och vändsölja för att underlätta applicering av ortosen. Bred aluminium skena. Medger full rörlighet för tumme och fingrar. Stabil Xtra har även ett dorsalt stöd.

Färg: Svart

**Indikation:** Efterbehandling av frakturer, postoperativt, traumatiska skador, för immobilisering av handleden.

**Storlek:** x-small – x-large



## Procool Wrist Wrap

Art.nr. PWW

Universal ortos som ger stöd och kompression. Användbar speciellt vid förslitningsskador och artrit. Generös överlappning runt handleden ger ett visst immobiliseringsstöd samtidigt som handen behåller sin rörlighet.

Färg: Svart

**Indikation:** Artros, artrit, förslitningsskador, överbelastningsskador.

**Storlek:** universalstorlek



## Procool Deluxe tum/handled

Art.nr. PDWT

Unikt utformad ortos som ger utmärkt stöd samt kompression för handled, CMC- och MCP-lederna. Formbar skena, justerbart tumgrepp underlättar applicering av ortosen.

Färg: Svart

**Indikation:** Efterbehandling av frakturer. Postoperativt. Karpal tunnel syndrom, Quervians sjukdom.

**Storlek:** x-small – x-large



## Procool tumortos, lång

Art.nr. PETG

Lång tumortos med uttagbar termoplast för stöd och immobilisering av CMC- och MCP-lederna. Extra handledsband möjliggör extra kompression och stöd för handleden.

Färg: Svart

**Indikation:** Artrit, artros i CMC-leden (instabila CMC- och MCP-leder).

**Storlek:** x-small – x-large



## STUDIE OM HANDSKADA OCH ORTOSER

Ny publicerad systematisk översikt om patientens följsamhet av ortosanvändning vid akut hand/armskada. Det är Lisa o'Brien i Australien som i sin studie sammanställt randomiserade och kontrollerade studier avseende handskada och ortoser.

### INTRODUCTION

Non-adherence with therapeutic splinting in acute hand injury can reduce treatment benefits, increase risk of disability and bias assessment of treatment efficacy. This systematic review aims to critically analyse the literature on splinting of acute upper limb injuries to identify key factors that could influence patient adherence with splint wear.

### METHODS

Trials were identified from searches of EMBASE, MEDLINE, CINAHL (to June 2009) and reference lists of articles and relevant reviews. Search terms used were patient compliance/adherence behaviour, splint/s, orthosis/es and brace. Where possible, randomized controlled trials or prospective cohort studies were sought, and then cross-sectional and retrospective studies if the former were not available. Studies specifically addressing chronic conditions were excluded. All relevant trials were assessed for methodological quality by the author using explicit criteria. Data were extracted using a standardized form designed by the author.

### RESULTS

Six studies (one randomized controlled trial, two cross-sectional analytic surveys and three retrospective file reviews) involving 490 people were included. Owing to the heterogeneity of studies synthesis is narrative rather than quantitative. There was no consistent correlation between adherence and age or gender. One study found a correlation with patient perception of positive effect, and one found negative correlations with agitation and brain injury severity.

### DISCUSSION

Studies found were generally of varied quality and may be susceptible to bias. This is a field with little published scientific evidence, and future research should measure adherence relationships with socioeconomic, health-care system, therapy- and patient-related characteristics.

Läs studien i:  
*Hand Therapy* volyme 15, number 1,  
2010;15:3-12

# JURA PUTTY

Handträningslera från Jura Medical. 5 olika motstånd, 5 olika storlekar.

Art.nr.	Motstånd	Färg
JP01	x-mjuk (<9kg)	brons
JP02	mjuk (9-18 kg)	gul
JP03	medium/mjuk (18-27 kg)	röd
JP04	medium (23-36 kg)	grön
JP05	hård (34-41 kg)	blå

  

Nr.	Vikt
03	85 g
05	2.3 kg

Exempel: Art.nr. JP0203  
85 gram mjuk Jura Putty.



## Delta Ventoprene tumortos

Art.nr. 1022

Ventilerande neoprene. Löstagbar stabiliserande tumskena.

Färg: Beige

Indikation : Artros. Artrit. Skador i tummens CMC- och MCP-led.

Storlek: x-small – large



## Delta Soft handledsortos

Art.nr. 1031

Tillverkad av ett mjukt material med skumkärna. Insida av frotté. Formbar aluminiumskena.

Färg: Beige

Indikation: Reumatiska och inflammatoriska tillstånd. Överbelastnings- och förslitnings-skador.

Storlek: x-small – x-large



## Kramer skena

Art.nr. 60911

Vid gipsning för provisorisk finger- och handledsfixation vid frakturer och skador.

Färg: Vit

Storlek:  
bredd 2 cm  
längd 30 cm



## Enkel enledad fingerfjäder

Art.nr. 16. Art.nr. 162 [kort modell]

Indikation: Postoperativt. Extension vid begynnande kontrakturer. Flexionsträning.

Storlek:  
x-small – x-large



## Dubbel enledad fingerfjäder

Art.nr. 17. Art.nr. 172 [kort modell]

Indikation: Postoperativt. Extension vid begynnande kontrakturer. Flexionsträning.

Storlek:  
small – large



## Trippel enledad fingerfjäder

Art.nr. 18. Art.nr. 182 [kort modell]

Indikation: Postoperativt. Extension vid begynnande kontrakturer. Flexionsträning.

Storlek:  
x-small – large



## Jura Epiclasp

Art.nr. JUC

Epicondylitbandage med extra polstringsset i silicon. Graderat spännband hjälper till att hitta korrekt tryck vid varje användningstillfälle. Pilen skall stå mellan 1-6.

Färg: Vit/Blå

Indikation: Epicondylialgia.

Storlek: x-small – x-large



Ny  
design

## Handledsbandage i neoprene

Art.nr. 11301

Samma som artikel 11300 men i blå neoprene.

Färg: Blå

Indikation: Överbelastning. Stukning.

Storlek: universalstorlek



## Handledsbandage i elastik

Art.nr. 11300

Färg: Svart/Röd

Indikation: Överbelastning. Stukning.

Storlek: universalstorlek



## Vulkan Pink Handled

Art.nr. MVU4004

Elastiskt stöd i NanoFlextra-material. Ger stöd och kompression för svullna och ömma handleder. Rekommenderas vid bl.a. överbelastning och stukningar. Skön att bära och har ett smidigt tumgrepp.

Färg: Rosa

Storlek: universalstorlek



Nyhet!

## Delta Flex handledsortos – kort

Art.nr. 49300

Anatomiskt formad handledsortos med bred, formbar aluminiumska. Kombinerar kraven på effektivt stöd och komfortabel passform tack vare det elastiska materialet i deltaflex.

Färg: Beige, Svart

Indikation: Senskideinflammation. Karpaltunnelsyndrom. Vid artrit och reuma. Vid överbelastning.

Storlek: x-small – x-large



## Vulkan Elastic Handled

Art.nr. MVU 3113

Elastiskt stöd i NanoFlextra-material. Ger stöd och kompression för svullna och ömma handleder. Rekommenderas vid bl.a. överbelastning och stukningar. Skön att bära och har ett smidigt tumgrepp.

Färg: Svart/grå

Storlek: universalstorlek



## Materialguide

### DELTA PLUS

Resårmaterial som är mjukt och behagligt mot huden samtidigt som det är stadigt. Finns i färgerna svart och beige.

32% bomull, 10% nylon, 48% viscose, 10% Gummi

### LYCRA FLEECE

Material i lycra fleece som är mycket mjukt mot huden. För smärtekänsliga personer som ex. reumatiker och fibromyalgi. Det har även ventilerande egenskaper.

Utsida: 87% nylon, 13% spandex  
Foder: 94% polyester, 6% spandex

### DELTA SOFT MATERIAL

Ett mjukt material med skumkärna som är värmeisolerande med insida av frotté som transporterar bort fukt. Har ventilerande egenskaper. Särskilt framtaget för patienter smärta som reumatiker som mår bra av värme. Mjuk och behaglig insida.

Utsida: 100% nylon skumkärna  
Foder: 100% polyester

### DELTA FLEX

Ett mjukt och följsamt resårmaterial. Ventilerande.

71% bomull, 29% elastan

Handskena: tillverkad i aluminium för att lätt kunna formas och anpassas individuellt efter patienten.

Tumskena: plastlaminerad aluminium som lätt kan formas individuellt efter tummen.

### PROCOOL

Mycket mjukt och följsamt material med perforerad

SBR (synthetic rubber core) kärna som håller ortosen sval.

Kärna: SBR (latex fri)  
Utsida: nylon jersey  
Foder: frotté (polyester/bomull mix)

### NANOFLEXTRA

Mycket goda elastiska egenskaper, ger utmärkt kompression, stöd och värmealstring. Anti bakteriella egenskaper, transporterar bort svett från huden.

60% flextra™, 16% polyester, 14% gummi, 10% spandex

# FLER NYHETER FRÅN BORT OCH THERMOSKIN

## Tum-Hand ortos

Art.nr. B103500

Anatomiskt utformad ortos, värmes och formas efter patientens behov. För immobilisering av metocarpo-falangeal leden, tumme och vrist. 60% polyester, 35% polyethylene 5% nylon.



## Thermoskin Artrit

Art.nr. 8197

Anatomiskt designad för att ge värme och jämn kompression. Materialet på utsidan ger ett bra grepp. Insidan är klädd i Trioxon, ett "smart" material vars struktur hjälper till att höja hudtemperaturen och transporterar bort fukt. Det är kliniskt påvisat att artrit glove ökar temperaturen på huden med ca 2°, vilket förbättrar elasticiteten i muskler, senor och ligament. Säljs nu styckevis i höger eller vänster version.



## Har du besökt vår butik?

I vår butik på Ringvägen 88 i Stockholm kan du köpa hela Medibands sortiment. Personal med spetskompetens kommer att hjälpa kunderna (dina patienter?) att få rätt produkter utprovade. Förutom produkterna i Medibands katalog kommer vi även att marknadsföra vissa varor endast i butiken.

Kontakta oss så skickar vi dig ett ordinationsblock, ordinationen ger 10% rabatt på Medibands produkter i butiken. Tfn kontor: 08-716 25 15, E-post: [info@mediband.se](mailto:info@mediband.se)



**mediband**  
REHAB + BUTIKEN

Ringvägen 88, 118 60 Stockholm  
Tel 08-644 60 17, 📍 Skanstull

  
**mediband**

Mediband AB Box 95, 131 07 Nacka. Tel: 08-716 25 15.  
Fax: 08-718 46 38. E-mail: [info@mediband.se](mailto:info@mediband.se). [www.mediband.se](http://www.mediband.se).